

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### УНИВЕРСАЛЬНАЯ МАССАЖНАЯ НАКИДКА K-52

Число массажных элементов	6
Функция нагрева с подсветкой	+
Вибромассаж на сиденье	+
Роликовый массаж	+
Пульт управления	+
Автоотключение через 15 мин	+
Возможность использования в автомобиле	в легковом - 12 В в грузовом - 24 В
Размер накидки	66x40x15
Напряжение питания	12/24/220 В
Мощность	48 Вт

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Массажная накидка - 1 шт.  
Проводной пульт управления - 1 шт.  
Адаптер 220 В - 1 шт.  
Адаптер 12/24 В - 1 шт.  
Руководство по эксплуатации - 1 шт.  
Сервисная книжка - 1 шт.

## УСТРОЙСТВО МОДЕЛИ

1. Массажные головки для зоны шеи
2. Массажные головки для спины
3. Проводной пульт управления
4. Разъем для подключения к соответствующему адаптеру питающей сети
5. Сиденье с вибромассажером
6. Адаптер для подключения к сети 12/24 В через автомобильный прикуриватель
7. Адаптер для подключения к сети 220 В





## ОПИСАНИЕ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

- Кнопка включения/отключения массажной накидки
- Кнопка включения/отключения функции нагрева
- Кнопка включения автоматического режима массажа
- Кнопка включения режима ручного выбора области массажа: спина, плечевой отдел, поясничный отдел
- Кнопка включения/отключения вибромассажа сидения
- Кнопка включения/отключения режима массажа области шеи
- Кнопка остановки/возобновления массажа

## II. НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИИ МАССАЖНОЙ НАКИДКИ

### НАЗНАЧЕНИЕ МАССАЖНОЙ НАКИДКИ

Массажная накидка BODYKRAFT K-52 является универсальным лечебно-профилактическим средством, способствующим укреплению здоровья.

Накидка предназначена для поддержания высокого уровня функционального состояния организма, повышения общего тонуса, улучшения деятельности всех его органов и систем, профилактики заболеваний и реабилитации организма в период выздоровления, улучшения самочувствия, повышения работоспособности.

Массаж расслабляет и укрепляет мышцы спины, улучшает кровообращение, обменные процессы в тканях. Массаж воротниковой зоны и шейного отдела позвоночника улучшает питание головного мозга, восстанавливает внимание и скорость реакции во время вождения автомобиля. Массаж рефлексогенных зон спины оказывает благотворное воздействие на работу внутренних органов.

Вибрационный массаж ягодичных и бедренных мышц способствует профилактике заболеваний органов малого таза. Основное предназначение массажера - это профилактический массаж. Применение массажера с лечебной целью может проводиться только по назначению врача.

## ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

■ функциональные нарушения нервной системы, переутомление, бессонница, повышенная раздражительность, утомляемость и т.д.

■ мышечные боли и спазмы в спине и суставах, возникающие после чрезмерных физических нагрузок, дегенеративно-дистрофических изменений вследствие сидячего образа жизни и возрастных изменений опорно-двигательного аппарата (артриты, артрозы, остеохондрозы).

■ некоторые заболевания нервной системы (невралгия, невриты, радикулиты).

■ атрофия мышц, миозиты, тугоподвижность суставов, возникающие вследствие хронических воспалительных процессов, артритов и травм.

■ нарушения кровообращения, выражающиеся в возникновении венозного и капиллярного застоя и проявляющиеся как онемения рук и ног, отеки и появление чувства тяжести в конечностях.

■ нарушения моторики желудочно-кишечного тракта.

■ снижение кожно-мышечного тонуса.

## ЭФФЕКТ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ

■ стимулирует кровообращение, лимфодренаж и трофику тканей.

■ улучшает обмен веществ, гибкость сосудов, состояние кожного покрова.

■ активизирует восстановительные процессы в организме, уст-

раняет застойные явления.

■ повышает мышечный тонус и подвижность суставов.

■ нормализует работу внутренних органов, укрепляет иммунную систему.

■ облегчает боли в мышцах, снимает чувство усталости, повышает работоспособность и внимание на дороге.

■ ускоряет регенерацию поврежденных тканей, что способствует восстановлению после ушибов, травм и переломов.

■ улучшает состояние при хронической усталости, депрессии, стрессе и бессоннице.

■ предотвращает развитие простатита, геморроя у мужчин и заболеваний органов малого таза у женщин.

## III. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Эргономичный дизайн и передовые инженерные решения позволяют использовать массажную накидку как в автомобиле, так и в домашних условиях.

1. Аккуратно извлеките массажер из коробки, удалите все упаковочные материалы, в т.ч. рекламные наклейки. Протрите влажной тканью поверхность накидки, после чего - просушите.

2. Расположите накидку на кресле и закрепите ее на спинке с помощью ремней. Накидка должна располагаться ровно, без перекосов.

**Внимание!**  
Массажная накидка имеет массажные головки для зоны шеи, размер которых разработан исходя из среднестатистического роста взрослого человека. При необходимости подложите на сидение массажной накидки подушку, так чтобы шея располагалась строго между массажными роликами для шейной зоны, не захватывая при этом затылочную часть головы.

3. Выберите необходимый адаптер (220 В - в помещении, 12 В - в легковом автомобиле, 24 В - в грузовом автомобиле), подключите его к питающей сети.

4. Сядьте в удобной позе, держите спину прямо, плотно прижатой к спинке накидки. С помощью пульта управления включите массажную накидку и выберите необходимый режим работы.

5. С помощью пульта управления включите массажную накидку.

■ Нажмите кнопку ON/OFF - накидка начнет работать в автоматическом режиме. Помните о том, что прибор снабжен автоматической системой отключения - массажная накидка автоматически отключится через 15 минут после начала работы.

■ Для включения функции нагрева нажмите кнопку HEAT - массажные головки начнут светиться и нагреваться. Для

отключения нагрева нажмите **HEAT** повторно.

■ Кнопка **BACK** позволяет переключить работу накидки с автоматического режима на ручной. Нажимая на эту кнопку, Вы сможете

выбрать необходимую область массажа, при этом цвет индикатора будет отображать выбранную область массажа:

**КРАСНЫЙ** - верх и середина спины;

**СИНИЙ** - середина и низ спины;

**КРАСНО-СИНИЙ** - спина полностью.

Для возврата в автоматический режим работы нажмите **AUTO**.

■ Кнопка **VIBRATION** позволяет включать режим вибрации сидения накидки. Для отключения режима вибрации нажмите кнопку **VIBRATION** повторно.

■ Кнопка **NECK** позволяет включить режим массажа область шеи. Для отключения режима нажмите кнопку **NECK** повторно.

■ Кнопка **PAUSE** позволяет сделать паузу во время массажа. Для возобновления процесса нажмите кнопку **PAUSE** повторно.

## IV. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

### ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

■ Перед использованием массажера внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Сохраните эту инструкцию, гарантийный талон и упаковку.

■ Перед включением массажера убедитесь, что напряжение сети в помещении соответствует напряжению, указанному на маркировке прибора.

■ Не располагайте прибор вблизи источников высокой температуры, под воздействием солнечного света. Не помещайте прибор в воду.

■ Запрещена эксплуатация прибора с разобранным корпусом, а также при наличии поврежденной шнура, вилки и других деталей.

■ Отключайте прибор от сети перед очисткой, а также в случае, если Вы не пользуетесь им продолжительное время.

■ Запрещен самостоятельный ремонт прибора.

■ Избегайте чрезмерного давления на массажные поверхности – это может привести к поломке массажера.

■ Не разрешайте пользоваться прибором детям, пока им не будут объяснены и станут понятны инструкции по безопасной эксплуатации.

### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

■ Острые воспалительные процессы, высокая температура.

■ Кровотечения и предрасположенность к ним.

■ Опухоли различной локализации.

■ Некоторые заболевания кожи, гнойные процессы.

■ Воспаления лимфатических узлов и сосудов.

■ Острые респираторные заболевания (ОРЗ).

■ Нарушения работы кишечника тракта (тошнота, рвота, жидкий стул).

### ВНИМАНИЕ!

Массаж должен быть приятным и комфортным. Если процесс массажа доставляет Вам сильный дискомфорт, и Вы испытываете неприятные ощущения или боль, проконсультируйтесь с врачом.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Запрещается использовать наждаку для массажа травмированных, вздутых или воспаленных зон.
- Во время беременности перед проведением массажа необходимо проконсультироваться с врачом.
- Не рекомендуется пользоваться массажером непосредственно после физических нагрузок или сильного переутомления.

## V. ОЧИСТКА И УХОД

- Перед очисткой отключите массажер от сети.
- Используйте для очистки корпуса массажера спиртосодержащие растворы и мягкие

салфетки или ватные диски. Запрещено применять химические растворители, бензин, абразивные средства и металлические щетки.

- Не погружайте массажер, а также пульт управления в воду и прочие жидкости.

## VI. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неис-

правной, при условии отправки изделия в адрес продавца. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с данной инструкцией, в него не были внесены изменения, оно не ремонтировалось и не разбиралось не уполномоченными на то специалистами, или не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на хрупкие детали, лампочки и т.п. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт

не влияет на продление гарантийного срока и не инициирует начало новой гарантии.

В соответствии с п.2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с даты производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящей инструкцией и предъявляемыми техническими требованиями.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и Российским стандартам безопасности и гигиены.

Разработано  
BODYKRAFT INDUSTRIAL, USA.

Изготовлено по заказу и под контролем  
BODYKRAFT INDUSTRIAL, USA.

Страна-производитель: Китай.