

Работа с прибором

Прежде, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации, правильно и эффективно использовать устройство

Инструкция:

1. Вставьте / поменяйте насадку.
 - Удалите крышку с ячейками (шаг 1).
 - Нажмите на вогнутые части на вращающемся основании и поднимите надетую насадку (шаг 2).Вставьте другую насадку и присоедините крышку с ячейками при необходимости.
2. Включите вилку в розетку.
3. Поверните рычаг включения по часовой стрелке, чтобы прибор включился, продолжайте поворачивать в том же направлении, чтобы прибор работал быстрее. Поворачивайте против часовой стрелки, чтобы прибор работал медленнее.
4. Для достижения наиболее удобной и эффективной работы можно держать устройство двумя способами:
 - держите прибор по центру (шаг 3),
 - держите прибор за ручку (шаг 4).
5. После использования поверните диск против часовой стрелки до упора (диск окажется в положении OFF), затем выньте вилку из розетки



шаг 1



шаг 2



шаг 3



шаг 4



Преимущества:

- Портативный и лёгкий
- Нарастающая регулировка скорости
- Высокая скорость вращения – 2500 вращений в минуту
- Удобная мягкая резиновая ручка
- 4 насадки для различного использования
- Придаёт мышцам тонус и снимает напряжение

Техническое обслуживание и хранение

- Всегда отключайте устройство, если оно не используется
- Не допускайте попадания воды или другой жидкости в устройство
- Не поднимайте прибор, держа его за шнур питания
- Для чистки прибора пользуйтесь мягкой тканью, смоченной нейтральным моющим средством

Гарантия

Гарантия 1 год с даты продажи конечному потребителю при соблюдении инструкции и нормальном использовании прибора

Массажёр для тела «РЕЛАКС» — это лёгкое и эффективное устройство, которое способно воздействовать на живот, ягодицы, бедра, ноги и руки. Необыкновенная вибрационная система этого устройства воздействует на глубокие слои кожи и расщепляет нежелательные жировые клетки, а также сжигает калории.

Данный массажёр — это ещё и уникальный прибор, который обеспечивает тренировку всего тела без каких-либо упражнений. Просто приложите его к той зоне тела, которую Вы хотели бы уменьшить или подтянуть, и он эффективно начнёт сжигать лишний жир и целлюлитные отложения. Массажёр для тела «РЕЛАКС»:

- Убирает лишние килограммы
- Комплексная тренировка тела без усилий

Просто обратите его к той зоне тела, форму которой хотите улучшить. Массажёр эффективно удаляет жировую прослойку, а также избавляет от целлюлита.

- Всего десять минут в день!

Секрет кроется в уникальной конструкции — благодаря ей массажёр вибрирует со скоростью более 2500 раз в минуту, проникая в глубокие слои кожи, расщепляя и уменьшая жировые клетки. Независимо от того, хотите ли Вы улучшить конкретную часть тела или преобразовать всю фигуру, просто пользуйтесь массажёром для тела «РЕЛАКС».

Уникальные свойства: уничтожает жировые складки на теле, формирует сексуальную и привлекательную фигуру, избавляет от целлюлита. Хватает всего лишь десяти минут в день! Кроме того, массажёр облегчает боль в спине и шее, улучшает кровообращение, массирует Ваши ноги и ступни. Портативный массажёр прост и приятен в использовании.

Он способен заменить личного массажиста, делая Вам глубокий массаж всего тела, освобождая от усталости и гармонизируя общее состояние.

⚠️ Указания к применению

Не используйте прибор, если Вы беременны или у Вас больное сердце, или Вы страдаете от физических травм. Перед использованием проконсультируйтесь с терапевтом, если Вы не уверены, можно ли Вам пользоваться этим прибором.

- Пользуйтесь прибором только через час после приёма пищи;
- Храните прибор в недоступном для детей месте;
- Не используйте прибор больше 15 минут на одном месте;
- Не используйте прибор для головы;
- Не используйте прибор, если температура окружающей среды выше 37 °C
- Не пользуйтесь прибором, если испытываете тошноту, головокружение, боль в груди или другие неприятные симптомы, прекратите пользоваться прибором и немедленно обратитесь к врачу.

⚠️ Внимание

- Защитную насадку можно использовать только с рифлёной или плоской насадкой. Никогда не используйте защитную насадку с роликовыми или шлифовальными насадками.
- Не используйте прибор без защитной насадки в тех местах, где волосы могут попасть в прибор (шея или плечи)

На каких местах можно пользоваться прибором



Предплечья

Придаёт тонус мышцам верхней части руки



Плечи

Облегчает напряжение, возникающее в спине и теле



Брюшной пресс

Тонизирует мышцы брюшного пресса – Ваша талия становится более стройной



Бёдра

Придаёт тонус брюшным и ногам





Правильное использование
новой насадки для
решения защиты волос



Неправильное использование
может привести к запутыванию
волос



Массаж
бедра

Улучшает
кровообращение
и тонизирует
мышцы



Массаж
икры

Помогает расслабиться
напряженным мышцам ног



Массаж
ступни

Удаляет мозоли
и жесткую кожу

Состав прибора:



Шлифовальная насадка
(для ног)



Шариковая насадка



Плоская насадка



Насадка с волнистой поверхностью

Массажер «РЕЛАКС» имеет четыре универсальные насадки. Плоская насадка отлично подходит для массажа шеи, плеч и спины. Она отлично снимает напряжение и усталость в мышцах. Волнистая насадка имеет четыре выступа, которые эффективно противостоят лишнему жиру! Если же Вы хотите избавиться от растяжек и целлюлита, перед использованием нанесите гель для похудения. И, наконец, вращающуюся насадку, оснащенную восемью вращающимися шариками, следует использовать для массажа тела поверх специального геля для похудения или массажного масла.

массажёр для тела электрический

РЕЛАКС



бота с прибором

аудейста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации, чтобы правильно и эффективно использовать устройство

Инструкция:

1. Вставьте / поменяйте насадку.
 - Удалите крышку с ячейками (шаг 1).
 - Нажмите на вогнутые части на вращающемся основании и поднимите надетую насадку (шаг 2).Вставьте другую насадку и присоедините крышку с ячейками при необходимости.
2. Включите вилку в розетку.
3. Поверните рычаг включения по часовой стрелке, чтобы прибор включился, продолжайте поворачивать в том же направлении, чтобы прибор работал быстрее. Поворачивайте против часовой стрелки, чтобы прибор работал медленнее.
4. Для достижения наиболее удобной и эффективной работы можно держать устройство двумя способами:
 - держите прибор по центру (шаг 3),
 - держите прибор за ручку (шаг 4).
5. После использования поверните диск против часовой стрелки до упора (диск окажется в положении OFF), затем выньте вилку из розетки

шаг 1



шаг 2



шаг 3



шаг 4



Преимущества:

- Портативный и лёгкий
- Нарастающая регулировка скорости
- Высокая скорость вращения – 2500 вращений в минуту
- Удобная мягкая резиновая ручка
- 4 насадки для различного использования
- Придаёт мышцам тонус и снимает напряжение

Техническое обслуживание и хранение

- Всегда отключайте устройство, если оно не используется
- Не допускайте попадания воды или другой жидкости в устройство
- Не поднимайте прибор, держа его за шнур питания
- Для чистки прибора пользуйтесь мягкой тканью, смоченной нейтральным моющим средством

Гарантия

Гарантия 1 год с даты продажи конечному потребителю при соблюдении инструкции и нормальном использовании прибора

Массажёр для тела «РЕЛАКС» — это лёгкое и эффективное устройство, которое способно воздействовать на живот, ягодицы, бедра, ноги и руки. Необыкновенная вибрационная система этого устройства воздействует на глубокие слои кожи и расщепляет нежелательные жировые клетки, а также сжигает калории.

Данный массажёр — это ещё и уникальный прибор, который обеспечивает тренировку всего тела без каких-либо упражнений. Просто приложите его к той зоне тела, которую Вы хотели бы уменьшить или подтянуть, и он эффективно начнёт сжигать лишний жир и целлюлитные отложения. Массажёр для тела «РЕЛАКС»:

- Убирает лишние килограммы
- Комплексная тренировка тела без усилий

Просто обратите его к той зоне тела, форму которой хотите улучшить. Массажёр эффективно удаляет жировую прослойку, а также избавляет от целлюлита.

- Всего десять минут в день!

Секрет кроется в уникальной конструкции — благодаря ей массажёр вибрирует со скоростью более 2500 раз в минуту, проникая в глубокие слои кожи, расщепляя и уменьшая жировые клетки. Независимо от того, хотите ли Вы улучшить конкретную часть тела или преобразовать всю фигуру, просто пользуйтесь массажёром для тела «РЕЛАКС».

Уникальные свойства: уничтожает жировые складки на теле, формирует сексуальную и привлекательную фигуру, избавляет от целлюлита. Хватает всего лишь десяти минут в день! Кроме того, массажёр облегчает боль в спине и шее, улучшает кровообращение, массирует Ваши ноги и ступни. Портативный массажёр прост и приятен в использовании.

Он способен заменить личного массажиста, делая Вам глубокий массаж всего тела, освобождая от усталости и гармонизируя общее состояние.

⚠️ Указания к применению

Не используйте прибор, если Вы беременны или у Вас большое сердце, или Вы страдаете от физических травм. Перед использованием проконсультируйтесь с терапевтом, если Вы не уверены, можно ли Вам пользоваться этим прибором.

- Пользуйтесь прибором только через час приёма пищи;
- Храните прибор в недоступном для детей месте;
- Не используйте прибор больше 15 минут на одном месте;
- Не используйте прибор для головы;
- Не используйте прибор, если температура окружающей среды выше 37 °C
- Не пользуйтесь прибором, если испытываете тошноту, головокружение, боль в груди или другие неприятные симптомы, прекратите пользоваться прибором и немедленно обратитесь к врачу.

⚠️ Внимание

- Защитную насадку можно использовать только с рифлёной или плоской насадкой. Никогда не используйте защитную насадку с роликовыми или шлифовальными насадками.
- Не используйте прибор без защитной насадки в тех местах, где волосы могут попасть в прибор (шея или плечи)

На каких местах можно пользоваться прибором



Предплечья

Придаём тонус мышцам верхней части руки



Плечи

Облегчает напряжение, возникающее в спине и теле



Брюшной пресс

Тонизирует мышцы брюшного пресса — Ваша талия становится более стройной



Бёдра

Придаёт тонус и улучшает форму





Неправильное использование может привести к запутыванию волос

Состав прибора:



Шлифовальная насадка (для ног)



Шариковая насадка



Плоская насадка



Насадка с волнистой поверхностью

Массажёр «РЕЛАКС» имеет четыре универсальные насадки. Плоская насадка отлично подходит для массажа шеи, плеч и спины. Она отлично снимает напряжение и усталость в мышцах. Волнистая насадка имеет четыре выступа, которые эффективно противостоят лишнему жиру! Если же Вы хотите избавиться от растяжек и целлюлита, перед использованием нанесите гель для похудения. И, наконец, вращающуюся насадку, оснащённую восемью вращающимися шариками, следует использовать для массажа тела поверх специального геля для похудения или массажного масла.

Массажёр для тела электрический

РЕЛАКС



Кры
нет расслабиться и мышцам ног



Ступни

Удаляет мозоли и жёсткую кожу