

1. Вставьте батарейки, как показано. Используйте 2 батарейки типа AA (LR6) 1,5 В. Для лучшей работы мы рекомендуем применять щелочные батарейки Duracell®. При чистке дважды в день по две минуты батареек хватает примерно на 3 месяца.

2. Удалите защитный колпачок, намочите чистящую головку и нанесите зубную пасту.

3. Установите щетку на зубы и включите ее.

4. Перемещайте щетку от зуба к зубу, очищая вначале передние (а), затем задние (b), а в конце - жевательные (с) поверхности.

Чистите не менее двух минут (как рекомендовано стоматологами), 1 минуту зубы нижней челюсти и 1 минуту - верхней (d).

В течение нескольких дней после начала использования десны могут немного кровоточить. Если кровоточивость сохраняется свыше 2 недель, обратитесь к стоматологу.

5. При обесцвечивании индикаторных щетинок на половину (как показано на рис. b/c) следует заменить чистящую головку (а - новая).

6. Промойте головку под струей воды, как показано, а затем высушите ее.

7. Выбрасывать разряженные батарейки следует в соответствии с национальными или местными правилами. При

использовании детьми рекомендуется наблюдение взрослых.

Гарантия производителя: При обнаружении дефектов материалов или сборки в течение 2 лет с момента покупки устройство будет заменено. Гарантия не распространяется на использование и износ батареек и чистящей головки.

Служба потребителей: Россия, 123317, Москва, Краснопресненская наб., 18, Проктер энд Гэмбл. Тел. (8-800) 200-02-05.