



Прочитайте эту инструкцию перед использованием прибора.



Массажный пояс
с эффектом сауны
TL-2006S-C

О приборе:

Пояс с эффектом сауны сочетает в себе вибрационный массаж и тепловую терапию. Когда температура достигает 60 С, вибрации проникают в кожу и мышцы на глубину от 4 до 7 см и полностью избавляют от жировых отложений. Вы всегда остаетесь в форме и улучшаете внешний вид своей кожи. В то же время вибрационный массаж улучшает кровообращение, лечит многие заболевания и продлевает жизнь.

Метод использования:

1. Оберните пояс вокруг требуемой части тела (бедра, талия, живот), но не очень туго.
2. Проверьте соответствует ли напряжение в сети указанному напряжению на приборе.
3. Включите сетевой адаптер в розетку. На экране появится «88». Через некоторое время после проверки настроек на экране появится «--».
4. Нажмите кнопку POWER/HEAT и прибор войдет в автоматический режим. Время работы в автоматическом режиме 15 минут, по умолчанию работает функция подогрева, уровень интенсивности массажа «01», тип массажа «0». Нажмите повторно кнопку POWER/HEAT для выключения функции подогрева. При удержании кнопки POWER/HEAT более 2-х секунд, аппарат отключается.
5. Во время работы пояса нажмите кнопку MODE, чтобы выбрать нужный вид вибрации («0-7».)
6. Во время работы пояса нажмите кнопку INTENSITY, чтобы выбрать один из трех уровней интенсивности массажа («01-03»).
7. В автоматическом режиме прибор работает по умолчанию 15 минут. Во время работы пояса, нажмите кнопку TIME и выберите временной режим 05, 15, 25 минут.

Технические параметры:

Напряжение 220 V

Мощность 55 w

Частота 50-60 Hz

Макс. Температура 70C

Не использовать:

1. Людям с хроническими заболеваниями, беременным женщинам

2. Людям, страдающим сердечными заболеваниями

3. Людям с высоким или низким давлением, сердечной или

почечной недостаточностью

4. Людям со сверхчувствительной кожей

5. Не используйте аппарат с другими медицинскими приборами

6. Не демонтируйте и не разбирайте аппарат самостоятельно

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

1. Гарантийное обслуживание прибора при условии соблюдения правил эксплуатации – 1 год от даты продажи.
2. В течение гарантийного срока прибор подлежит замене при обнаружении дефектов, возникших по вине производителя. Отметка о дате продажи и штамп торговой организации обязательны.
3. Гарантия не распространяется на приборы, имеющие: механические повреждения; дефекты, возникшие вследствие нарушения условий и правил эксплуатации или вследствие ошибочных действий владельца прибора; дефекты, возникшие вследствие стихийных бедствий; дефекты, возникшие вследствие попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, вследствие самостоятельного ремонта или самостоятельного внесения конструктивных изменений; используемые в коммерческих или промышленных целях.

Дата продажи: « ___ » _____ 20__ г.

Подпись продавца: _____

Штамп торговой организации:

Произведено в Китае для «ZENET» Германия

www.zenet-products.ru

Zenet GmbH

Waldstr. 32 60528 Frankfurt am Main Germany

ПЕРЕЧЕНЬ ГАРАНТИЙНЫХ МАСТЕРСКИХ:

г. Москва - Варшавское шоссе, д. 102, тел: (499) 610-39-59

г. Санкт-Петербург - пр. Обуховской Обороны, д. 76, литер Р, тел: (812) 412-32-13