

# ZENET

Прочитайте эту инструкцию перед использованием прибора.



Массажная накидка  
TL-2007B

#### О приборе:

Прибор сочетает в себе высокие компьютерные технологии и традиционную китайскую медицину. А также в соответствии с эргономикой (наукой о правильной организации человеческой деятельности) и человеческими традициями и привычками, этот прибор сочетает в себе функции разминания, постукивания, похлывания, надавливания и массаж роликами. Прибор не только обеспечивает вам приятные чувства при массаже, но и проводит профилактику заболеваний, вызванных нарушением кровообращения посредством его стимулирования.

#### Метод использования:

1. On/Off кнопка: нажмите кнопку один раз, чтобы вступить в стартовый статус. По умолчанию выставлены такие настройки: интенсивность на 1 уровне, время работы 10 минут, режим 0. Нажмите кнопку дважды чтобы выключить прибор.
2. MODE: Нажмите кнопку MODE чтобы выбрать режим работы. 8 режимов работы будут повторяться по очереди (mode0>>mode7).
3. INTENSITY: Нажмите эту кнопку для выбора одного из трех уровней интенсивности.
4. TIME: Время может регулироваться 5-10-15 мин.
5. FUNCTION. Позволяет выбрать область массажа. Предоставляется 4 области на выбор. Выбранная область массируется индивидуально, также можно изменять при этом интенсивность.

#### Характеристики:

Оборудован девятью моторами  
Восемь массажных программ  
Массаж на отдельные области тела  
Укомплектован автомобильным адаптером

#### Технические параметры:

Напряжение 220 V  
Рабочая температура 5С-40С  
Относительная влажность менее или равна 80%

#### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

1. Гарантийное обслуживание прибора при условии соблюдения правил эксплуатации – 1 год от даты продажи.
2. В течение гарантийного срока прибор подлежит замене при обнаружении дефектов, возникших по вине производителя. Отметка о дате продажи и штамп торговой организации обязательны.
3. Гарантия не распространяется на приборы, имеющие: механические повреждения; дефекты, возникшие вследствие нарушения условий и правил эксплуатации или вследствие ошибочных действий владельца прибора; дефекты, возникшие вследствие стихийных бедствий; дефекты, возникшие вследствие попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, вследствие самостоятельного ремонта или самостоятельного внесения конструктивных изменений; используемые в коммерческих или промышленных целях.

Дата продажи: « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись продавца: \_\_\_\_\_

Штамп торговой организации:

Произведено в Китае для «ZENET» Германия, Deutschland, Westhafenplatz 1  
[www.zenet-shop.ru](http://www.zenet-shop.ru)