

Внимательно прочитайте инструкцию перед применением массажера.

### Функции

- Снимает усталость
- Стимулирует кровообращение
- Активизирует обмен веществ.
- Повышает мышечный тонус.
- Стимулирует работу внутренних органов
- Расслабляет и снимает напряжение в мышцах
- Улучшает состояние кожных покровов
- Улучшает самочувствие, настроение
- Помогает снять стресс и укрепить нервную систему

### Меры безопасности

- Перед использованием прибора внимательно прочитайте всю инструкцию.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не используйте принадлежность, не входящие в комплект поставки.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При возникновении неполадок обращайтесь в ближайший сервисный центр.
- Не держите прибор вблизи источников высокой температуры
- Пользуйтесь массажером не более 10 минут подряд, а также избегайте непрерывного массажа одной и той же области.
- Избегайте сильного давления на прибор, так как это может привести к поломке массажера
- **Внимание:** если использование массажера доставляет Вам дискомфорт, то перед повторным массажем проконсультируйтесь с врачом.
- Не рекомендуется пользоваться массажером в том случае, если у Вас имеются повреждения или воспаления кожных покровов.
- Не позволяйте пользоваться прибором лицам с ограниченными физическими или умственными возможностями или людям с отсутствием опыта и знаний, если они не были проинструктированы об использовании прибора лицом, отвечающим за его безопасность.

### Избегайте попадания воды на прибор!

#### Эксплуатация

1. Снять или поменять насадки:
  - Снимите защитную крышку (Рис. 1)
  - Нажмите на вогнутую часть на основании вращающейся насадки и снимите ее. (Рис.2)
  - Поменяйте насадку, если это необходимо.
2. Подключите прибор к сети.
3. Включите массажер при помощи переключателя в сторону отметки «ON» и регулируйте скорость по мере необходимости.
4. Существует два способа использования массажера при работе:
  - Держать его за центр корпуса (Рис. 3)
  - Держать его за ручку (Рис. 4)
5. После использования прибора, переместите переключатель в положение «OFF», выключите массажер из розетки.



рис.1



рис.2



рис.3



рис.4

### Варианты использования насадок массажера



Для расслабления мышц рук



Для снятия напряжения с мышц спины и плеч



Для тонизирования мышц живота и пресса



Для массажа ягодиц



Для массажа задней поверхности бедер



Для расслабления ног



Для размягчения сухой кожи стоп

### Описание насадок массажера



Насадка с волнистой поверхностью



Защитная сетка



Плоская насадка для тонизирования мышц всего тела



Шлифовальная насадка для удаления натоптышей и размягчения сухой кожи стоп



Насадка массажная антицеллюлитная

### Уход и чистка

- Для очистки используйте мягкую ткань, слегка смоченную водой или мыльным раствором.
- Не используйте металлические щетки и абразивные вещества.

**Внимание:** никогда не погружайте массажер в воду или другие жидкости

**Поставщик оставляет за собой право менять внешний вид и комплектность товара без уведомления покупателя**

**Прибор предназначен только для бытовых целей**



Технические характеристики:  
 Мощность: 25 Вт  
 Рабочее напряжение: 220В/50Гц  
 Срок службы: 2 года