


Termometri kirjeldus
Termometro aprašymas



Mõõteandur
Matavimo daviklis

Näidik
Ekranas

Patareipesa kate
Baterijos skyriaus dangtelis

ON/OFF nupp
Jungimo/išjungimo mygtukas



**Enne seadme kasutust lugege hoolikalt juhiseid.
Prieš naudodamiesi prietaisu perskaitykite instrukciją.**



BF-tüüpi kontaktosa / Panaudotos BF tipo daly's
Aizsardzības klasse BF / Класс защиты BF

Tähtsad ohutusjuhised

- Instrumenti võib kasutada ainult kehatemperatuuri mõtmiseks!
- Temperatuuri tuleb alati mõõta vähemalt minimaalse mõotmisaja, st senikaua, kuni kostub piip-toon!
- Lapsed ei tohi instrumenti ilma järelvalveta kasutada; mõned instrumenti osad on küllalt väikesed, et lapsed võiksid neid alla neelata.
- Ärge pillake instrumenti maha ning katke seda pöörtuste eest!
- Vältige temperatuuri üle 60 °C. Instrumenti EI TOHI keeta!
- Instrumenti puhastades kasutage ainult lõigusi «Puhastamine ja desinfitseerimine» loetletud üldisi desinfitseerimisvahendeid. Vedelasse desinfitseerimisvahendisse asetatud instrument peab olema terve.
- Me soovitame instrumenti mõõtetäpsust kontrollida iga kahe aasta järel või pärast võimalikku mehaanilist kahjustust (nt pärast mahapillastmist). Selleks, et teha testi, võtke ühendust Microlife teenindusega.

EE

Patareid ja elektroonikaseadmed tuleb hävitada kooskõlas asjakohaste kohalike seadustega. Ärge visake neid olmeprügi hulka.

Termometri sisselülitamine

Et lülitada termomeeter sisse, vajutage ON/OFF nuppu; lühikese piip-tooniga antakse märku, et «termomeeter on SISSE lülitatud». Läbitakse näidiku test. Kõik ekraani elemendid peavad ilmutama nähtavale. Kui ümbritsev temperatuur on alla 32 °C, ilmuvad näidkule «-» ja vilkuv «°C». Termomeeter on nüüd kasutusse valmis.

Termometri kasutus

Väljuge sobiv mõõtmisemeetod. Mõõtmise ajal näidatakse näidkult pidevalt mõõdetavat temperatuuri ja tähis «°C» vilgub. Kui kuulete piip-toonit 10 korda ja «°C» enam ei vilgu, tähendab see, et mõõdetav temperatuur tõusis vähem kui 0,1 °C 8 sekundis ja nüüd võib lugeda termomeeri näidu. Et patareide kasutusega pikendada, lülitage termomeeter välja, vajutades korra ON/OFF nupule. Vastasel juhul lülitub termomeeter automaatselt välja umbes 10 minuti möödudes.

Mõõdetud temperatuurinäitude salvestamine

Kui hoiate termomeetri sisse lülitades ON/OFF nuppu all kauem kui 3 sekundit, ilmub näidkule viimase mõõtmise saadud maksimaalne temperatuurinäit. Samal ajal ilmub näidkule mälu tähistav «M». Ligikaudu 2 sekundit möödudes nüüd vabastamisest temperatuurinäit kaob ja termomeeter on kasutusvalmis.

Mõõtmisviisid

Suu (oraalselt)

Asetage termomeeter ühte kahest keele alla olevast taskust, keelejuurest paremale või vasakule poole. Mõõteandur peab olema tihedalt vastu kude. Pange suu kinni ja hingake ühtlaselt läbi nina, et sisse-välja hingatav õhk ei mõjutaks mõõtmistulemust. Ligikaudne mõõtmisaeg: 10 sekundit!

Pärasooles (rektaalselt)

See on kõige usaldusväärsem mõõtmisviis ja eriti sobilik imikute ja väikelaste puhul. Sisselülitades termomeetri mõõteandur ettevaatlikult 2 kuni 3 cm sügavusele pärasoole. Ligikaudne mõõtmisaeg: 10 sekundit!

Kaenla alla (aksillaarselt)

Et saada usaldusväärsemad tulemused, on soovitatav temperatuuri mõõta suu kaudu või rektaalselt.

Puhastamine ja desinfitseerimine

Nimetus: 70 %-line isopropüülalkohol; hoida lahuses: kuni 24 tundi.

Patareide vahetus

Kui ekraani alla paremale nurka tekib «▼» sümbol (ülevall alla suunatud kolmnurk) on patareid seadmes tühi ja see tuleb välja vahetada. Et patareid asendada, eemaldage termomeetri patareipesalt kate. Asetage uus patareid nii, et «+» märk asuks üleval. Kontrollige, et kasutate sama tüüpi patareid. Patareidid saate osta igast elektritarvete poest. Palun järgige patareid ilikvideerimisel lõiku «Tähtsad ohutusjuhised».

Atsargumo priemonės

- Prietaisas skirtas tik kūno temperatūros matavimui!
- Būtina išlaikyti minimalų matavimo laiką iki pasigirstant signalui!
- Neleiskite vaikams naudotis prietaisu be suaugusiųjų priežiūros - vaikas gali prarasti mažas detales.
- Prietaiso nemetyti ir netrankyti!
- Nelaikyti aukštesnėje nei 60 °C temperatūroje Prietaiso nevirinti!
- Prietaiso valymui naudokite tik pastraipoje «Valymas ir dezinfekcija» nurodytus dezinfektantus. J dezinfekuojanti skystį galima merkti tik nepažeistą prietaisą.
- Kas 2 metus arba po sutrenkimo (pvz. numetus ant grindų) rekomenduojama patikrinti prietaiso tikslumą. Dėl patikros kreipkitės į Microlife.

LT

Baterijų ir elektroninių prietaisų nemeskite į buitinių atliekų konteinerius. Baterijos ir elektroniniai prietaisai turi būti utilizuojami pagal aplinkosaugos reikalavimus.

Termometro įjungimas

Įjunkite termometrą, nuspausdami įjungimo/išjungimo mygtuką; trumpas pyptelėjimas reiškia «termometras įjungtas». Vyksta ekrano testas. Turi matytis visi segmentai. Jei aplinkos temperatūra žemesnė nei 32 °C, prietaiso ekrane pasirodo «-» ir mirksintis «°C». Termometras parengtas naudojimui.

Kaip naudotis termometru

Pasirinkite matavimo metodą. Visą matavimo laiką ekrane rodoma daviklio temperatūra, mirksi «°C» simbolis. Kai pasigirsta signalas ir «°C» nustoja mirksėti, tai reiškia, kad daviklio temperatūra kyla mažiau nei 0,1 °C per 8 sek. ir temperatūros matavimas baigtas. Baigę matavimą, norėdami prailginti baterijų tarnavimo laiką, termometrą nedelsdami išjunkite paspausdami mygtuką. Termometras taip pat automatiškai išsijungia maždaug po 10 min. nuo paskutinio matavimo.

Matavimo rezultatų atmintis

Įjungdami termometrą, nuspausdami įjungimo/išjungimo mygtuką palaikykite 3 sek. ir ekrane pamatysite automatiškai įsimintą aukščiausią paskutinio matavimo temperatūrą. Tuo pat metu ekrane matysis atminties simbolis «M». Dar po 2 sek. termometras persijungs į matavimo režimą, o atmintyje buvę duomenys bus ištrinti.

Matavimo būdai

Burnoje (oralinis)

Įveskite termometrą po liežuviu kairėje arba dešinėje liežuviu šaknies pusėje. Matavimo daviklis turi gerai priglusti prie gleivinės. Uždarykite burną, kvėpuokite per nosį - taip bus išvengta įkvepiamo/iškvepiamo oro įtakos.

Ayktrę matavimo trukmė 10 sek.!

Tiesiojoje žarnoje (rektalinis)

Patikimiausias matavimo būdas, ypač tinkantis kūdikiams ir maziems vaikams.

Atsargiai įkiškite termometro matavimo daviklį 2-3 cm į išangę.

Ayktrę matavimo trukmė 10 sek.!

Pažastyje (aksillaarinis)

Norint gauti patikimesnius matavimo rezultatus temperatūrą matuoti rekomenduojama burnoje arba tiesiojoje žarnoje.

Valymas ir dezinfekcija

Pavadinimas: Izopropilo alkoholis 70%; pamerkti max. 24 valandoms.

Baterijos pakeitimas

Ekrano dešinės pusės apačioje pasirodęs simbolis «▼» (žemyn nukreiptas trikampelis) praneša, kad maitinimo baterija išsekė ir termometras naudojami netebetakimas. Tai atliekama taip: nuimamas termometro baterijos skyrelis dangtelis. Naujas baterija įdedama atsivėlijant į poliarizaciją («+» viršuje). Įsitikinkite, kad tai to paties tipo baterija. Baterijoje galima įsijoti artimiausioje elektros prekio parduotuvėje. Apie baterijos utilizavimą skaitykite skyriuje «Atsargumo priemonės».

	Techninės andmed	Techninės specifikacijos
Tüüp / Tipas:	Maksimūmtermomeeter	Maksimalios temperatūros termometras
Mõõtevahemik / Matavimo ribos:	32,0 °C kuni 43,9 °C Temp. < 32,0 °C: näidkule ilmub «-», mis viitab liiga madalale temperatuurile Temp. > 43,9 °C: näidkule ilmub «H», mis viitab liiga kõrgele temperatuurile	32,0 - 43,9 °C Esant 32,0 °C temperatūrai, ekrane matomas «-» Esant 43,9 °C temperatūrai, ekrane matomas «H»
Mõõtetäpsus / Matavimo tikslumas:	± 0,1 °C vahemikus 34...42 °C	± 0,1 °C 34 - 42 °C ribose
Töötemperatuur / Darbinė temperatūra:	10 - 40 °C 15 - 95 % suhteline maksimaalne niiskus	10 - 40 °C 15 - 95 % santykinė maksimali drėgmė
Toõkorrasoleku kontroll / Veikimo testas:	Automaatne sisene kontroll 37,0 °C juures; kui hälve on suurem kui 0,1 °C tekib ekraanile veateade «ERR».	Automatinis veikimo testas, kai temperatūra 37,0 °C. Esant nukrypimui > 0,1 °C, ekrane atsiranda klaidos pranešimas «ERR»
Näidik / Ekranas:	Kolmenūbriline vedelkristallnäidik (LCD). Väiksem ühk näidkult: 0,1 °C.	Trijų skaitmenų skystųjų kristalų ekranas (LCD); mažiausia rodoma vertė: 0,1 °C
Helisiignal / Garso signalas:	Annab märku kui termomeeter on mõõtmiseks valmis ja seda kui temperatuuri tõus oli väiksem kui 0,1 °C 8 sekundi jooksul.	Praneša apie termometro parengt temperatūros matavimui bei temperatūros kilimą leidiau, nei 0,1 °C / 8 sek.
Mälu / Atmintis:	Säilitamaks viimast mõõdetud tulemust.	Paskutinio matavimo duomenų išsaugojimui.
Hoiutemperatuur / Saugojimo temperatūra:	-25 °C kuni +60 °C 15 - 95 % suhteline maksimaalne niiskus	-25 - +60 °C 15 - 95 % santykinė maksimali drėgmė
Patareid / Baterija:	1,5/1,55 V; SR 41	1,5/1,55 V; SR 41
Vastavus standarditele / Standartų nuorodos:	EN 12470-3, ASTM E1112, IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)	EN 12470-3, ASTM E1112, IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)

See seade vastab kõigile Meditsiineseadme Direktiivi 93/42/EEC nõuetele. Võimalikud on tehnilised modifikatsioonid.

Garantii

Anname tootele eluaegse garantii, mis algab ostukuupäevast. Valest käsitsemisest tingitud kahjustused ei kuulu garantii alla. Garantii ei hõlma patareid ega pakendit. Kõik muud kahjuga seotud kaebused ei kuulu garantii alla. Garantiiatusele tuleb lisada ostutšekk. Palun pakkige instrument hoolikalt ja saatke makstud saatkuludega Microlife müügiesindajale.

Maaletooja:

Allium UPI OÜ, Vae16 Laagri, Harjumaa, tel: 679 1827

Šis prietaisas atitinka Medicinos prietaisų Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus. Galimi techniniai pakeitimai.

Garantija

Termometrui suteikiama neribota garantija. Garantija netaikoma, jei prietaisas sugadinamas dėl neteisingo naudojimo. Garantija netaikoma baterijoms bei pakuočiai. Garantija netaikoma pažeistoms prietaisams. Išsaugokite prietaiso pirkimo kvitą. Neveikiantį prietaisą saugiai supakuokite ir siųskite paštu Microlife atstovybei.

Garmintojas: Microlife AG, Šveicarija

Kilmės šalis: Kinija

Importuotojas: Microlife UAB, P. Lukšio g. 32, 08222 Vilnius,

tel. 8*5 2745460

microlife

Digitālais termometrs JUMBO LCD Термометр медицинский электронный MT 1951

Šī termometra apraksts
Описание продукта



Mērīšanas sensors
Измерительный датчик

Displejs
Дисплей

Bateriju nodalījuma apvāks
Крышка отделения для батарей

ON/OFF poga
Кнопка Вкл/Выкл



Pirms šīs ierīces izmantošanas uzmanīgi izlasiet instrukcijas.
Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство.

Svarīgas drošības instrukcijas

- Instrumentu var izmantot tikai ķermeņa temperatūras mērīšanai!
- Minimālais mērīšanas laiks ir jāievēro bez izņēmumiem līdz skaņas signāla izdzirdēšanai!
- Pārliecinieties, ka bērni neizmanto šo instrumentu bez uzraudzības! Dažas sastāvdaļas ir pietiekami mazas, lai tās varētu norīt.
- Aizsargājiet instrumentu no ietekmes un nokrišanas zemē!
- Nenolieciet termometru uzgali vairāk par 45°!
- Izvaieties no situācijas, kad apkārtējās vides temperatūra pārsniedz 60 °C. NEKAD nevēniet izstrādājumu!
- Izmantojiet tikai pārdošanā pieejamos dezinfekcijas līdzekļus, kas uzrādīti nodalī «Tīrīšana un dezinfekcija», lai instrumentu tīrītu. Instrumentam jābūt nebojātam, iegremdējot šķidrā dezinfekcijas līdzeklī.
- Mēs iesakām pārbaudīt šī instrumenta precizitāti katru otro gadu vai pēc mehāniskās ietekmes (piemēram, noņemot to zemē). Lūdzu, sazinieties ar Microlife-dienestu par testa veikšanu.

LV

Baterijas un elektriskas izstrādājumi ir jānomaina saskaņā ar vietējo likumdošanu, nevis jāizmet mājās atkritumos.



Termometra ieslēgšana

Lai ieslēgtu termometru, nospiediet ON/OFF pogu; īss skaņas signāls signalizē, ka «termometrs ir ieslēgts». Tiek veikts displeja tests. Jāzrādā visi segmenti. Pēc tam pie vides temperatūra, kas ir mazāka nekā 32 °C, «-» parādās uz displeja. Tagad termometrs ir gatavs lietošanai.

Termometra lietošana

Veicot mērīšanu, uz displeja tiek attēlota pašreizējā temperatūra un «°C» simbols mirgo. Ja skaņas signāls tiek izdzirdēts 10 reizes un «°C» uz displeja nemirgo, tas nozīmē, ka mērītā paaugstinātā temperatūra ir mazāka par 0,1°C. 8 sekundēs un ka var veikt termometra nolasi. Lai pagarinātu baterijas kalpošanas ilgumu, izslēdziet termometru, īsi nospiežot ON/OFF pogu. Pretējā gadījumā termometrs automātiski izslēgsies pēc apmēram 10 minūtēm.

Mērījumu saglabāšana

Ja ON/OFF poga tiek turēta ilgāk par 3 sekundēm, termometru ieslēdzot, displejā tiks automātiski saglabāta maksimālā temperatūra kopš pēdējās mērīšanas reizes. Tajā pašā laikā uz displeja parādīsies «M», kas apzīmē atmiņu (memory). Pēc 2 sekundēm, kad poga tiek palaista vājā, temperatūras mērījums pazūd, un termometrs ir gatavs jauni mērīšanai.

Mērīšanas metodes

Mutē (orāli)

Novietojiet termometru vienā no divām kabatiņām zem mēles pa labai vai pa kreisi no mēles saknes. Mērīšanas sensoram ir jābūt saskarē ar audiem. Aizveriet muti un vienmērīgi elpojiet caur degunu, lai novērstu ieelpotā/izelpotā gaisa ietekmi uz mērījumu. Aptuvenais mērīšanas ilgums: 10 sekundes!

Anālajā atverē (taisnajā zarnā)

Si ir visuzticamākā mērīšanas metode, un to īpaši ir piemērota zaidinājum un maziem bērniem. Uzmanīgi ievadiet termometra mērīšanas sensoru 2-3 cm anālajā atverē. Aptuvenais mērīšanas ilgums: 10 sekundes!

Padusē

Lai saņemtu daudz uzticamākus rezultātus, mēs iesakām mērīt temperatūru mutē vai taisnajā zarnā.

Tīrīšana un dezinfekcija

Nosaukums: izopropana alkohols 70 %; iegremdēt maksimāli uz 24 stundām.

Bateriju nomainīšana

Ja displeja apakšā pa labi parādās šāds simbols «▼» (apgrieztis trīsstūris), tas nozīmē, ka baterija ir izlādējusies, un termometru ir jānomaina. Lai nomainītu bateriju, noņemiet bateriju nodalījuma apvāku no termometra. Ielieciet jaunu bateriju ar + un uzgāzni. Pārliecinieties, ka jums ir tāda pašā veida baterija nomaināma. Baterijas var iegādāties jebkurā elektronisko preču veikalā. Ja termometru nepieciešams izvest, lūdz, izlasiet «Drošības noteikumus».

Важные инструкции по безопасности

- Прибор можно использовать только для измерения температуры тела!
- Минимальное время измерений вплоть до появления сигнального тона («бипа») должно соблюдаться без каких-либо исключений!
- Термометр содержит мелкие детали (батарей и т.д.), которые ребенок может проглотить. Поэтому никогда не оставляйте термометр без присмотра.
- Термометр должен быть защищен от перегрева и ударов!
- Следует избегать повышения температуры окружающей среды более чем до 60 °C. НИКОГДА не подвергайте термометр кипячению!
- Для очистки термометра допускается использование только тех дезинфицирующих средств, которые приведены в разделе «Очистка и дезинфекция». При погружении в жидкое дезинфицирующее средство термометр должен быть в цельном (не поврежденном, не разобранном) состоянии.
- Изготовитель рекомендует проверять точность измерения прибора каждые 2 года.

RU



Батареи и электронные приборы следует утилизировать в соответствии с местными предписаниями, не выбрасывая вместе с бытовыми отходами.

Включение термометра

Для того, чтобы включить термометр, нажмите кнопку Вкл/Выкл; короткий звуковой тон сигнализирует включение термометра. Производится тест дисплея. На дисплее появляется набор символов, подтверждающих исправность прибора. Затем, при температуре окружающей среды менее 32 °C в правом верхнем углу дисплея появляется символ «-» и мигающий знак «°C» - это означает, что термометр готов к работе.

Использование термометра

Выберите предпочтительный метод измерения. В процессе измерения осуществляется непрерывное отображение фактической температуры. Символ «°C» мигает в течение всего этого времени. Если звучит звуковой сигнал и перестает мигать символ «°C», это означает, что скорость измерения температуры замедлилась (за 8 секунд температура не изменилась на 0,1 °C). Для того, чтобы увеличить жизненный цикл батареи, рекомендуется выключать прибор после его использования коротким нажатием кнопки-манулятора. Если этого не последовало, то автоматическое отключение термометра произойдет примерно через 10 минут.

СОХРАНЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПОКАЗАНИЙ

Если при включении термометра более 3 секунд удерживать кнопку в нажатом состоянии, то на дисплее появится показание максимальной температуры, автоматически сохраненной в памяти при последнем измерении. В то же время, с правой стороны дисплея появится символ памяти «M». Через 2 секунды после того, как кнопка была отпущена, значение температуры исчезает, и термометр готов к новому измерению.

Способы измерения

Во рту (орально)

Расположите термометр в подязычной области, слева или справа от корня языка. Измерительный сенсор должен находиться в хорошем контакте с тканями. Закройте рот и ровно дышите носом, чтобы вдыхаемый/выдыхаемый воздух не влиял на результат измерения. Приблизительное время измерения: 10 секунд!

В заднем проходе (ректально)

Это наиболее надежный метод измерения, особенно подходящий для грудных и маленьких детей. Осторожно введите измерительный сенсор термометра на 2-3 сантиметра в анальное отверстие. Приблизительное время измерения: 10 секунд!

В подмышечной впадине (аксиллярно)

Для получения более надежных результатов мы рекомендуем измерять температуру орально или ректально.

Очистка и дезинфекция

Название: изопропиловый спирт 70 %; макс. время погружения: 24 часа.

ЗАМЕНА БАТАРЕИ

Появление в правом нижнем углу дисплея символа «▼» означает, что батарея исчерпала свой ресурс и нуждается в замене. Замените использованную батарею, установив новую знаком + вверх. Убедитесь, что Вы вложили батарею того же вида. Батареи можно купить в любом магазине электротоваров. По вопросам утилизации батареи см. «Инструкции по безопасности».

	Технишкās specifikācijas	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Veids / Тип:	Maximum termometrs	Термометр максимальных показаний
Mērīšanas diapazons / Диапазон измерений:	32,0 - 43,9 °C Temp. < 32,0 °C: displejs parādās «-», kas nozīmē zema temp. (pārāk zema) Temp. > 43,9 °C: displejs parādās «H», kas nozīmē augsta temp. (pārāk augsta)	32,0 °C - 43,9 °C Temp. < 32,0 °C: дисплей «-» (слишком низкая температура) Temp. > 43,9 °C: дисплей «H» (слишком высокая температура)
Mērīšanas precizitāte / Точность измерений:	± 0,1 °C starp 34 °C un 42 °C	± 0,1 °C в диапазоне от 34 °C до 42 °C
Darbības temperatūra / Диапазон рабочих температур:	10 °C līdz 40 °C 15 - 95 % relatīvais maksimālais mitrums	10 °C до 40 °C максимальная относительная влажность 15 - 95 %
Funkcionēšanas tests / Самоконтроль:	Simbols «ERR» (iklūda) parādās, ja pie automātiskās iekšējās pārbaudes ar kontroles vērtību 37,0 °C ir novirze par > 0,1 °C.	Автомат. внутр. функц. тест при контр. показателе 37,0 °C. При отклонении более 0,1 °C отображается показание «ERR» (ошибка).
Displejs / Дисплей:	LCD (šķidrā kristālu) displejs ar 3 ciparu pozīcijām; Vismazākā attēlojuma vienība ir 0,1 °C.	Жидкокристал. дисплей (LCD) с тремя цифр. позициями. Минимальная величина отображения: 0,1 °C.
Skaņas signāls / Звуковой сигнал:	Izmanto signālam, ka termometrs ir gatavs lietošanai un ka temperatūras palielinājums ir mazāks par 0,1 °C / 8 sek.	Используется для сигнала готовности терм. к использованию, а также для сообщения о том, что повышение температуры составляет менее 0,1 °C / 8 сек.
Atmiņa / Память:	Pēdējās mērījuma vērtības saglabāšana.	Для хранения последнего измеренного показания.
Uzglabāšanas temperatūra / Температура хранения:	-25 °C - +60 °C 15 - 95 % relatīvais maksimālais mitrums	-25 °C до +60 °C максимальная относительная влажность 15 - 95 %
Baterija / Батарея:	1,5/1,55 V; SR 41	1,5/1,55 V; SR 41
Atsauce uz standartiem / Ссылка на стандарты:	EN 12470-3; ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)	EN 12470-3; ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)

Šī ierīce atbilst Direktīvas par medicīniskām ierīcēm 93/42/EEC prasībām. Tiesības uz tehnikām izmaiņām saglabātas.

Garantija

Mēs jums garantējam beztermiņa kalpošanas ilgumu no iegādāšanās dienas. Garantija neattiecas uz jebkādiem zaudējumiem, kas radušies neatbilstošas lietošanas rezultātā. Arī uz baterijām un iepakojumu garantija neattiecas. Visas pārējās sūdzības par zaudējumiem netiek izskatītas. Garantijas sūdzība ir jāiesniedz kopā ar pirkuma čekā. Lūdz, iesaiņojiet brāķi izstrādājumu un nosūtiet to Microlife izplatītājam, sedzot pasta iedevumus.

Ražotājs: Microlife AG, Šveice

Izplatītājs Latvijā:

UAB Microlife, Maskavas iela 17/19-314, Rīga. Mob. tālr.: 29188395

Данный прибор соответствует требованиям директивы ЕЭС о медицинском оборудовании 93/42/ЕЕС. Право на внесение технических изменений сохраняется.

Гарантия

Мы предоставляем вам пожизненную гарантию с момента приобретения термометра. Данная гарантия не распространяется на любые повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией прибора. Батареи и упаковка также исключены из данной гарантии. Все иные претензии на возмещение ущерба исключаются. Гарантийная претензия должна быть оформлена соответствующим образом. При возникновении претензии, направьте термометр вместе с заполненным гарантийным сертификатом в адрес сервисной службы.