

**INFRARED MASSAGER**

- Part names**
1. Massage head
  2. Infrared massage surface
  3. 270°-rotation ring
  4. Upper handle
  5. Lower handle
  6. Massage switch
  7. Infrared heat switch
  8. Cord
  9. 90°-bending knob

- Safety instructions**
- Before using the appliance for the first time read this manual carefully.
  - Please keep this manual, the warranty and the packing if possible.
  - The appliance is designed for household use only.
  - Keep the appliance away from heat sources, direct sunlight and humidity.
  - Never immerse the appliance in water.
  - Unplug the appliance with dry hands only.
  - Always unplug the appliance when not in use and before cleaning.
  - Never pull on the cord to unplug the appliance, grip the plug instead.
  - Never allow children to use the appliance unattended.
  - Do not operate the appliance if the cord, the plug or any other part is damaged.
  - Never try to repair the appliance yourself.
  - Do not operate the appliance for more than 20 minutes at a time and avoid treating the same area for a long time.
  - Before turning on the massager make sure that local AC power corresponds to that indicated on the specification plate of the appliance.
  - Do not apply excessive pressure as this may cause damage to the appliance.

- Do not operate the appliance for more than 20 minutes at a time and avoid treating the same area for a long time.
- Before turning on the massager make sure that local AC power corresponds to that indicated on the specification plate of the appliance.
- Do not apply excessive pressure as this may cause damage to the appliance.

- Do not operate the appliance for more than 20 minutes at a time and avoid treating the same area for a long time.
- Before turning on the massager make sure that local AC power corresponds to that indicated on the specification plate of the appliance.
- Do not apply excessive pressure as this may cause damage to the appliance.

- Warning!**
1. If you feel discomfort after using the massager you should consult your doctor before using the appliance again.
  2. Do not use the massager if you have any skin damages or dermatitis.

**Functions of your massager**

- soothes tiredness;
- improves blood circulation;
- activates cell metabolism;
- improves functioning of the internal organs;
- helps to do away with rheumatic and muscular ache;
- helps to relax and relieve muscular tension;
- improves skin condition;
- helps to do away with vertebral ache.

**Infrared effects**

Infrared heat ensures deep stimulation of skin and blood vessels and improves blood circulation. Besides, infrared heat opens the skin's pores and stimulates cell rebuilding.

Infrared heat is applied both for medical and for cosmetic purposes.

**Medical application**

Deep heating helps to remove rheumatic ache and other similar conditions. If you have any of such diseases you should consult your doctor before using the appliance for the first time.

**Cosmetic application**

Use cosmetic creams and lotions to achieve a more profound infrared effect. By intensifying blood circulation, infrared heat improves the state of your skin and makes it healthy and clean.

**Using the massager**

- Turning on**
- This massager is designed for household use only.
  - Connect the cord to an AC outlet.
  - Set the 3-position switch to one of the following modes:
    - 0 - off;
    - 1 - relaxation massage;
    - 2 - intensive massage.
  - To use the infrared massage surface set the infrared heat switch to the utmost position.

**Caution!**

- Connect the plug to a 230 V power source only.
- Do not operate the appliance if the cord or the plug is damaged.
- If the massager does not work properly in any way, unplug it immediately and refer to a qualified technician for repair.

**Vibration massage with infrared heat**  
This appliance allows combining massage with heating. Set the function switch to the "3" position. Vibration massage combined

with infrared heat is most effective when used without any additional attachments. Massage combined with deep heating facilitates muscle relaxation and removes rheumatic ache and other similar conditions.

**Infrared heat**  
Test the temperature of the infrared plate before use. You may also adjust the temperature according to your preference. To reduce the temperature you should periodically set the function switch to the "0" position for a few seconds, then again to the "3" position.

**Vibration massage**  
Six interchangeable attachments are provided for massaging every part of the body: arms, legs, back, shoulders, thighs, neck and face. Place the desired attachment on the massage head. The appliance works most efficiently if you use it without clothing.

1. Acupuncture massage attachment, which provides deep massage to muscles and soothes tiredness.
2. Double rolling massage attachment for scalp massage and improvement of blood circulation.
3. Gentle massage attachment, which provides massage of arms, wrists, legs and shoulders.
4. Shiatsu massage attachment, which soothes muscular tiredness and improves blood circulation.
5. Thump massage attachment, which provides deep massage of the area being treated.
6. Multi-nodes massage attachment, which provides a deep penetrating massage to large muscular areas.

For the sake of convenience, you may bend the massage handle up to 90°. To do so press and hold the bending knob. Release the knob to fix the desired bending angle. This massager features a 270°-rotation ring that allows massaging of hard-to-reach places.

**After use**

It is not recommended to operate the appliance for more than 20 minutes at a time. Wait for at least 20 minutes before using the massager again.

- Turn off the appliance as follows:
1. Set the 3-position massage switch to the "0" position - off.
  2. Set the infrared heat switch to the uppermost position.
  3. Unplug the appliance. Do not pull on the cord; grip the plug instead.

**Cleaning**

- Unplug the massager before cleaning.
- Wipe the outer surface of the massager with a damp cloth. Use mild detergents to remove contamination. Never use metal brushes and abrasives.

**Specifications**





Power requirement: 230 V – 50 Hz  
Maximum power: 13 W  
Recommended working time: 20 minutes

*The manufacturer reserves the right to make changes to the technical characteristics of this device with out prior notification of the consumer.*

**Service life – 3 years**

**Guarantee**  
Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

**CE** This product conforms to the EMC-Requirements as laid down by the Council Directive 89/336/EEC and to the Low Voltage Regulation (73/23 EEC)



**MASSAGEGERÄT MIT INFRAROTSTRAHLUNG**

- Elemente des Massagegerätes**
1. Massageaufsatz
  2. Infrarotplatte
  3. Ring, drehbar auf 270°
  4. Oberer Griffteil
  5. Unterer Griffteil
  6. Funktionsschalter für die Wahl des Massage-Modus
  7. Funktionsschalter für den Infrarotmodus
  8. Netzschnur
  9. Knopf für die Veränderung der Griffrichtung des Massagegerätes auf 90°

- Anweisungen für den sicheren Betrieb**
- Lesen Sie vor der Anwendung die Betriebsanleitung aufmerksam durch.
  - Bitte beachten Sie diese Anleitung, den Garantiechein und, wenn möglich, die Verpackung auf.
  - Das Gerät ist nur für Anwendung in Privathaushalten bestimmt.
  - Bewahren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Hitzequellen, unter Sonnenstrahlen oder in feuchten Rätern auf.
  - Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
  - Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie eine Beschädigung des Stromkabels, des Steckers oder anderer Teile entdecken.
  - Versuchen Sie nicht das Gerät selbstständig zu reparieren.
  - Verwenden Sie das Massagegerät nicht länger als 20 Minuten auf einmal, und vermeiden Sie das ununterbrochene Massieren ein und des selben Bereiches innerhalb einer längeren Zeitspanne.
  - Vermeiden Sie zu starken Druck auf das Gerät, da dies zu einer Beschädigung führen könnte.

- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie eine Beschädigung des Stromkabels, des Steckers oder anderer Teile entdecken.
- Versuchen Sie nicht das Gerät selbstständig zu reparieren.
- Verwenden Sie das Massagegerät nicht länger als 20 Minuten auf einmal, und vermeiden Sie das ununterbrochene Massieren ein und des selben Bereiches innerhalb einer längeren Zeitspanne.
- Vermeiden Sie zu starken Druck auf das Gerät, da dies zu einer Beschädigung führen könnte.

- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie eine Beschädigung des Stromkabels, des Steckers oder anderer Teile entdecken.
- Versuchen Sie nicht das Gerät selbstständig zu reparieren.
- Verwenden Sie das Massagegerät nicht länger als 20 Minuten auf einmal, und vermeiden Sie das ununterbrochene Massieren ein und des selben Bereiches innerhalb einer längeren Zeitspanne.
- Vermeiden Sie zu starken Druck auf das Gerät, da dies zu einer Beschädigung führen könnte.

**Achtung!**  
1. Falls Sie bei der Benutzung des Massagegerätes Diskomfort empfinden sollten, sollten Sie, bevor Sie das Gerät zum nächsten Mal benutzen, Ihren Arzt die gewöhnlichen Position einmessen, können Sie den Knopf wieder loslassen.

Das Massagegerät verfügt über einen Ring, der sich auf 270° dreht, was sehr bequem bei der Massage von schwer erreichbaren Stellen ist.

- Funktionen des Massagegerätes**
- Vertreibt die Müdigkeit;
  - verbessert den Blutkreislauf;
  - Aktiviert die Arbeit der Zellen;
  - Stimuliert die Arbeit der inneren Organe;
  - Hilft bei Rheumatisches und Muskelschmerzen;
  - Entspannt und hilft das Spannungsgefühl in den Muskeln abzubauen;
  - Verbessert den Hautzustand;
  - Behebt Rückgatschmerzen.

**Einwirkung der Infrarotstrahlung**  
Die Infrarotstrahlung gewährt eine tiefgehende Stimulierung der Haut und der Blutgefäße; verbessert den Blutkreislauf. Dank der Einwirkung der Infrarotstrahlung öffnen sich die Poren auf der Hautoberfläche und es erfolgt eine schnellere Hautregeneration. Infrarotstrahlung kann zu Heilzwecken und in kosmetischen Zwecken angewendet werden.

**Anwendung in Heilzwecken**  
Die Einwirkung der tiefen Erwärmung hilft Schmerzen bei Rheumatismus und ähnlichen Erkrankungen loszuwerden.

**Kosmetische Anwendung**  
Für die Steigerung der Effektivität der Infrarotstrahleneinwirkung ist die Benutzung von kosmetischen Cremes und Lotions zu empfehlen. Durch die Intensivierung der Blutkulation den Zustand der Hautoberflächen, macht die Haut gesund und rein.

**Benutzung des Gerätes**  
**Anschluß des Massagegerätes**

- Das Massagegerät ist nur für die Nutzung in Privathaushalten bestimmt.
- Stecken Sie das Stromkabel in die Steckdose.
- Stellen Sie den Funktionsschalter in eine der drei Positionen:
  - 0 = Ausschalten
  - 1 = entspannende Vibrationsmassage
  - 2 = intensive Infrarotstrahlung
- Für die Massage mit Einsatz der Infrarotplatte stelle Sie bitte den Infrarotschalter auf die äußere Position.

**Achten Sie auf folgendes:**

- Schließen Sie das Stromkabel nur an ein Stromnetz mit 230 V an.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt sind.
- Beim Auftreten von beliebigen Störungen in der Arbeit des Massagegerätes schließen Sie es sofort von der Stromzufuhr

ab und wenden Sie sich an einen kompetenten Fachmann für die Reparatur des Gerätes.

**Vibrationsmassage mit Infrarotstrahlung**  
Das Gerät erlaubt es die Massage mit Erwärmen zu kombinieren. Die Vibrationsmassage mit Infrarotstrahlung erreicht die beste Wirkung ohne die Anwendung jeglicher zusätzlicher Aufsatzkörper. Die Massage mit der tiefen Erwärmung erlaubt es die Muskeln zu entspannen und rheumatische und andere Schmerzen zu beseitigen.

**Infrarotstrahlung**  
Prüfen Sie vor der Anwendung die Temperatur der Infrarotplatte. Sie können die Wärmerstufe selber einstellen. Für die Senkung der Temperatur ist ein Funktionsschalter ab und zu auf ein paar Sekunden abzustellen und ihn dann wieder anzuschalten.

**Vibrationsmassage**  
Die sechs austauschbaren Aufsatzkörper bieten die Möglichkeit der Massage für alle Körperteile: für die Hände, die Füße, den Rücken, die Schultern, die Hüften, den Hals. Befestigen Sie den gewünschten Aufsatzkörper auf das Kopfstück des Massagegerätes. Sie können den Körper durch die Kleidung massieren, aber die beste Wirkung erfolgt jedoch bei einer Massage des unbedeckten Körpers.

1. Aufsatzkörper für die Akupunktur-Massage, die tief in die Muskeln einwirkt und die Müdigkeit vertreibt.
2. Ein Doppelrollenaufsatz für die Intensivierung des Blutkreislaufes, Kopfhautmassage.
3. Aufsatzkörper für eine sanfte Massage der Hände, der Handgelenke, der Füße und der Schulterpartie.
4. Aufsatz für eine Punktmassage, die Müdigkeit vertreibt und den Blutkreislauf intensiviert.
5. Aufsatz für eine Mikropunktmassage, die eine tiefe Einwirkung auf die massierte Zone gewährt.
6. Aufsatz für die Finger, der eine lokale Massage gewährt.

Bei der Benutzung des Gerätes können Sie für eine bequemere Anwendung den Griff des Massagegerätes auf 90° drehen. Dafür brauchen Sie nur mit einer Hand den runden Knopf auf der Griffoberfläche zu pressen und ihn gedrückt zu halten. Nach dem der Griff in die gewünschte Position einmessen, können Sie den Knopf wieder loslassen.

**Nach der Anwendung**  
Benutzen Sie das Massagegerät nicht länger als 20 Minuten auf einmal. Die Pause vor einer weiteren Anwendung des Massagegerätes sollte nicht weniger als 20 Minuten betragen. Wenn Sie das Massagegerät ausschalten wollen:

1. Stellen Sie den Funktionsschalter der Massage-Modi auf Position "0" – ausgeschaltet.
2. Stellen Sie den Infrarotschalter in die äußere obere Position.
3. Schalten Sie das Gerät von der Stromzufuhr ab. Ziehen Sie dabei nicht an der Schnur, sondern halten Sie dabei den Stecker fest.

**Reinigung**

- Vor der Reinigung des Gerätes schalten Sie es vom Stromnetz ab.
- Wischen Sie die Oberflächen des Massagegerätes mit einem feuchten Stoffparten. Verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel für die Entfernung von Verschmutzungen. Benutzen Sie bitte keine metallischen Bürsten oder Schleifmittel.

**Spezifikation**

Speisung: 230 V – 50 Hz  
Max. Leistungskraft: 13 Watt  
Optimale Nutzungszeit: 20 Minuten

*Der Hersteller behält sich das Recht vor die Gerätecharakteristiken ohne Vormeldung zu ändern.*

**Benutzungsdauer der Teekanne - 3 Jahre**

**Gewährleistung**  
Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung kann man beim Dealer, der diese Geräte verkauft hat, bekommen. Bei beliebiger Anspruchsüberhebung soll man während der Laufzeit der vorliegenden Gewährleistung den Check oder die Quittung über den Ankauf vorzulegen.

**CE** Das vorliegende Produkt entspricht den Forderungen der elektromagnetischen Verträglichkeit, die in 89/336/EWG-Richtlinie des Rates und den Vorschriften 73/23/EWG über die Niederspannungsgeräte vorgesehen sind.

**МАССАЖЕР С ИНФРАКРАСНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ**

- Наименование элементов массажера**
1. Массажная насадка
  2. Инфракрасная пластина
  3. Вращающийся на 270° кольцо
  4. Верхняя часть ручки
  5. Нижняя часть ручки
  6. Переключатель массажных режимов
  7. Переключатель для инфракрасного режима
  8. Сетевой шнур
  9. Кнопка, изменяющая направление ручки массажера на 90°

- Правила безопасного использования**
- Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.
  - Пожалуйста, сохраните эту инструкцию, гарантийный талон и, если возможно, упаковку.
  - Прибор предназначен только для домашнего использования.
  - Не держите прибор вблизи источников высокой температуры, солнечного света и влаги.
  - Не помещайте прибор в воду.
  - Отключайте прибор от сети тонкими руками.
  - Отключайте массажер от сети, если вы им не пользуетесь, а также перед чистой.
  - Отключая прибор от сети, не тяните за шнур, а держитесь за вилку.
  - Следите, чтобы дети пользовались массажером только в присутствии взрослых.
  - Не пользуйтесь прибором, если обнаружите повреждение шнура, вилки или других его частей.
  - Не пытайтесь самостоятельно осу-ществлять ремонт прибора.
  - Пользуйтесь массажером не более 20 минут подряд, а также избегайте непрерывного массажа одной и той же области длительного время.
  - Перед включением массажера убедитесь, что напряжение сети в вашем доме соответствует напряжению, указанному на маркировке прибора.
  - Избегайте сильного давления на прибор, так как это может привести к поломке массажера.

**Вибрационный массаж с инфракрасным излучением**  
Прибор позволяет сочетать массаж с прогревом. Вибрационный массаж с инфракрасным излучением наиболее эффективен без использования каких-либо дополнительных насадок. Массаж и глубокий прогрев позволяют расслабить мышцы и избавиться от ревматических и других болей.

**Инфракрасное излучение**  
Перед использованием проверьте температуру инфракрасной пластины. Вы можете регулировать степень прогрева сами. Для уменьшения температуры рекомендуется периодически отключать переключатель для инфракрасного режима на несколько секунд, а затем - снова включать.

**Вибрационный массаж**  
Шесть сменных насадок обеспечивают массаж каждой части тела: рук, ног, спины, плеч, бедер, шеи. Установите вращающую насадку на голову массажера. Вы можете массировать тело через одежду, однако наиболее эффективное воздействие массаж оказывает на обнаженное тело.

1. Насадка для акупунктурного массажа, обеспечивающая глубокое воздействие на мышцы и снимающая усталость.
2. Двойная роликовая насадка для улучшения кровообращения, массажа кожи головы и маркировке прибора.
3. Насадка для нежного массажа тела, обеспечивающая массаж рук, запястий, ног и плечевого пояса.
4. Насадка для точечного массажа, снимающая утомление и улучшающая кровообращение.
5. Насадка для микропунктурного массажа, обеспечивающая глубокое воздействие на массируемую область.
6. Насадка для массажа пальцев, обеспечивающая локальный массаж.

**Внимание!**

1. Если использование массажера доставляет вам дискомфорт, то перед повторным массажем проконсультируйтесь с врачом.
2. Не рекомендуется пользоваться массажером в том случае, если у вас имеются повреждения кожи или воспаления кожных покровов.

**Функции массажера**

- стимулирует кровообращение;
- активизирует работу клеток;
- стимулирует работу внутренних органов;
- помогает при ревматизме и мишенной боли;
- расслабляет и снимает напряжение в мышцах;
- улучшает состояние кожных покровов;
- устраняет боли в позвоночнике.

**После использования**  
Рекомендуемое максимальное непрерывное время использования массажера - 20 мин. Перерыв перед повторным использованием массажера должен быть не менее 20 мин.

Если вы хотите отключить массажер, то:

1. Установите трехпозиционный переключатель массажных режимов в положение "0" - выключено.
2. Установите переключатель для инфракрасного режима в крайнее верхнее положение.
3. Отключите прибор от сети. При этом не тяните за шнур, а держитесь за вилку.

**Чистка**

- Перед чистой массажера отключите его от сети.
- Протрите внешнюю поверхность массажера влажной тканью. Для удаления загрязнений используйте мягкие чистящие средства. Не используйте металлические щетки и абразивы.

**Спецификация**

Питание: 230 В – 50 Гц  
Максимальная мощность: 13 Вт  
Оптимальное время применения: 20 мин.

*Производитель оставляет за собой право изменять характеристики прибора без предварительного уведомления.*

**Срок службы прибора - 3 года**

**CE** Данное изделие соответствует всем требованиям европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

**АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ**, Австрия  
Нойбаургортель 38/7А, 1070 Вена, Австрия

переключатель для инфракрасного режима в крайнее положение.

**Обратите внимание!**

- Подсоединяйте сетевой шнур только к сети 230 В.
- Не используйте прибор, если повреждены сетевой шнур или вилка.
- При обнаружении любых неполадок в работе массажера немедленно отключите его от сети, в дальнейшем обратитесь к квалифицированному специалисту для ремонта прибора.

**Вибрационный массаж с инфракрасным излучением**  
Прибор позволяет сочетать массаж с прогревом. Вибрационный массаж с инфракрасным излучением наиболее эффективен без использования каких-либо дополнительных насадок. Массаж и глубокий прогрев позволяют расслабить мышцы и избавиться от ревматических и других болей.

**Инфракрасное излучение**  
Перед использованием проверьте температуру инфракрасной пластины. Вы можете регулировать степень прогрева сами. Для уменьшения температуры рекомендуется периодически отключать переключатель для инфракрасного режима на несколько секунд, а затем - снова включать.

**Вибрационный массаж**  
Шесть сменных насадок обеспечивают массаж каждой части тела: рук, ног, спины, плеч, бедер, шеи. Установите вращающую насадку на голову массажера. Вы можете массировать тело через одежду, однако наиболее эффективное воздействие массаж оказывает на обнаженное тело.

1. Насадка для акупунктурного массажа, обеспечивающая глубокое воздействие на мышцы и снимающая усталость.
2. Двойная роликовая насадка для улучшения кровообращения, массажа кожи головы и маркировке прибора.
3. Насадка для нежного массажа тела, обеспечивающая массаж рук, запястий, ног и плечевого пояса.
4. Насадка для точечного массажа, снимающая утомление и улучшающая кровообращение.
5. Насадка для микропунктурного массажа, обеспечивающая глубокое воздействие на массируемую область.
6. Насадка для массажа пальцев, обеспечивающая локальный массаж.

**Внимание!**

1. Если использование массажера доставляет вам дискомфорт, то перед повторным массажем проконсультируйтесь с врачом.
2. Не рекомендуется пользоваться массажером в том случае, если у вас имеются повреждения кожи или воспаления кожных покровов.

**Функции массажера**

- стимулирует кровообращение;
- активизирует работу клеток;
- стимулирует работу внутренних органов;
- помогает при ревматизме и мишенной боли;
- расслабляет и снимает напряжение в мышцах;
- улучшает состояние кожных покровов;
- устраняет боли в позвоночнике.

**После использования**  
Рекомендуемое максимальное непрерывное время использования массажера - 20 мин. Перерыв перед повторным использованием массажера должен быть не менее 20 мин.

Если вы хотите отключить массажер, то:

1. Установите трехпозиционный переключатель массажных режимов в положение "0" - выключено.
2. Установите переключатель для инфракрасного режима в крайнее верхнее положение.
3. Отключите прибор от сети. При этом не тяните за шнур, а держитесь за вилку.

**Чистка**

• Перед чистой массажера отключите его от сети.

Протрите внешнюю поверхность массажера влажной тканью. Для удаления загрязнений используйте мягкие чистящие средства. Не используйте металлические щетки и абразивы.

**Спецификация**

Питание: 230 В – 50 Гц  
Максимальная мощность: 13 Вт  
Оптимальное время применения: 20 мин.

*Производитель оставляет за собой право изменять характеристики прибора без предварительного уведомления.*

**Срок службы прибора - 3 года**

**CE** Данное изделие соответствует всем требованиям европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

**АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ**, Австрия  
Нойбаургортель 38/7А, 1070 Вена, Австрия

**ИНФРАҚЫЗЫЛ СӘУЛЕЛЕНУ ҰҚАЛАҒЫШЫ**

- ҚАҒИПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫНЫҢ МАҢЫЗДЫ НҮСҚАЛАРЫ**
- Электр аспаптарды қолданғанда қауіпсіздік техникасының нұсқаларын сақтаңыз.
  - ҰҚАЛАҒЫШТЫ ҚОЛДАНУДЫҒА АЛДЫҢДА БАРЛЫҚ НҮСҚАЛАРДЫ МҰҚИЯТ ОҚЫҢИЗ
  - ҚАҒИПТІ – электр тогынан зақым алу қауіпсіздігін зерттеу үшін
  - Қолданғаннан кейін тез арада ұқалағышты ажыратып, желілік баудың айырғысын розеткадан айырыңыз.
  - Егер ұқалағыш суға құлап кетсе, оны ұстамаңыз.

**Жылдан желілік баудың айырғысын розеткадан айырыңыз, одан кейін аспапты шағын шырпы алыңыз.**

**Сөзсіз астында тұрып, ұқалағышты қолданбаңыз.**

- Ұқалағышты су топан жолға немесе раковинаға түсіп кетуі мүмкін жерде сақтамаңыз. Ұқалағышты немесе басқа сұйықтықтарға салмаңыз.

**ЕСКЕРТУ –** Электр тогынан зақым алу және өрт қауіпін төмендету үшін:

- Аспапты қосылу қалпында қараусыз қалдырмаңыз
- Аспапты қолданғаннан кейін розеткадан айырыңыз, сонымен қатар саптамаларды ауыстырады
- Егер аспапты балалар мен мүмкіндіктері шектелуі адамдар қолданған кезде немесе астам тура солардың қасында пайдаланса, аса мұқиятты болыңыз.
- Аспапты нұсқаларына сәйкес берілген максатта қолданыңыз. Ұсынбаған және берілген аспапты жымиятына кірмейтін саптамаларды қолданыңыз.
- Желілік баудың айырғысын (230 Вольт) розеткаға қосыңыз
- Аспапты қосу үшін ауыстырып қосқышты жұмыс қалпына орнатыңыз
- Инфракрасыл сәулелену күсу үшін, ауыстырып қосқышты сәйкес қалпына орнатыңыз.
- Қатты біркелі уқалау тәртібін ауыстырып қосқыштан тандыңыз
- Түрлі уқалау үшін, әр түрлі саптамаларды қолданыңыз.
- Қатты және күшті уқалау үшін саптамасы денелек басты уқалағышты қолдану ұсынлады. Биологиялық бір нүктені белсенді, бес минуттан көп уқалау ұсынғылады.
- Нақтылы уқалау уақыты, сіздің сезінуіңізге байланысты.
- Аспапты тоқтатпастан 20 минуттан астам қолданбаңыз (Қайталап қосудың алдында аспапты сұтытып алыңыз.
- Уқалау сеансы біткеннен кейін, аспапты ажырату үшін, ауыстырып қосқышты «0» қалпына орнатыңыз және желілік баудың айырғысын розеткадан айырыңыз және қырық жерде сақтаңыз.
- Аспап тек үй жағдайында қолдануға арналған.

**ЕРЕКШЕЛІКТЕР**

Коректендіру

